

# バーデックス® シルバールブリシル® 温度センサーカテーテル


BAIRD

All Silicone Temperature-Sensing Foley Catheter



- オールシリコン素材
- 親水性コーティング
- シルバーコーティング


# <オールシリコン素材> <シルバー／親水性コーティング>



## ■ シルバーコーティング

・カテーテル内外腔にバクティガード®シリバーコーティングを施しており、カテーテル表面での細菌増殖を抑制します。

増殖比較  
バクテリア




倍率10,000倍、セラチア菌の電子顕微鏡写真（バード社内資料より）

## ■ 親水性コーティング

・バード®親水性コーティングはデリケートな尿道粘膜とカテーテル表面の間に潤滑性のある水分子のクッション(膜)を形成し、カテーテル表面摩擦係数を抑えます。

## ■ ベッドサイドモニタに接続可能

- ・体温モニタ基準 YSI-400に準拠
- ・各社モニタ接続用の中継ケーブルを用意しています。



## ORDERING INFORMATION

販売名:バーデックス シルバールブリシル 温度センサーカテーテル

カタログ番号	規格	包装単位
119314	外径4.7mm(14Fr) 注入量10mL	12入
119316	外径5.3mm(16Fr) 注入量10mL	12入
119318	外径6.0mm(18Fr) 注入量10mL	12入

承認番号: 22100BZX01065000  
 クラス分類: [3] 高度管理医療機器  
 一般的名称: 抗菌泌尿器用カテーテル  
 償還区分: 膀胱留置カテ2管一般(Ⅲ)

## 関連製品

販売名: バーデックス オールシリコン 温度センサーカテーテル  
(ノンコーティング)



カタログ番号	規格	包装単位	償還区分
119108W	外径2.7mm(8Fr) 注入量3.5mL	6入	膀胱留置カテ特定(Ⅱ)
119110W	外径3.3mm(10Fr) 注入量3.5mL	6入	膀胱留置カテ特定(Ⅱ)
119112W	外径4.0mm(12Fr) 注入量5.5mL	6入	膀胱留置カテ2管一般(Ⅱ)

認証番号: 221ADBZX00098000  
 クラス分類: [2] 管理医療機器  
 一般的名称: 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル

BAIRD | MEDICAL



株式会社 **メディコン**

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 (平野町センチュリービル9F) ☎06(6203)6541(代)  
 大阪営業所 大阪市中央区平野町2丁目5-8 (平野町センチュリービル4F) ☎06(6203)6770(代)  
 東京営業所 東京都台東区上野5丁目6-10 (台和上野ビル8F) ☎03(5812)3511(代)  
 札幌 ☎011(281)7422 仙台 ☎022(295)6762  
 名古屋 ☎052(722)4373 広島 ☎082(924)7277  
 福岡 ☎092(526)6677

※事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。本製品の添付文書は、弊社WEBサイト及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。  
 ※製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。  
 ※Bard、バード、Bardex、バーデックス、LUBRI-SIL、ルブリシルは、C. R. Bard社の登録商標です。  
 ※Bactiguard、バクティガードは、Bactiguard AB社の登録商標です。