

ラウンドウロバッグ

Round Urobag

ラウンド ウロバッグ


尿の排出口を中央部に設計しました。これによりベッドに取り付けたときの傾きが小さくなり、また、形状をラウンド型にすることによりバッグを傾けることなく、スムーズに尿を排出することができます。



固定時の傾きが少なく、尿の排出がスムーズ。



尿の排出口を上向きに設計。



尿排出時の排尿チューブのコントロールが容易。



■ ラウンドウロバッグ

カタログ番号	規格	包装単位
153520JR	2000mL	10入

※事前に本製品の包装に表示の注意等を守り、正しくご使用ください。
※製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ ラウンドウロバッグカバー

カタログ番号	規格	包装単位
RUC001	50枚入	1/パック(50入)

販売元



株式会社 メディコン

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎06(6203)6541(代)
(平野町センチュリービル1F)
大阪営業所 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎06(6203)6770(代)
(平野町センチュリービル4F)
東京営業所 東京都台東区上野5丁目6-10 ☎03(5812)3511(代)
(台和上野ビル8F)

札幌 ☎011(281)7422 仙台 ☎022(295)6762
静岡 ☎054(254)6191 名古屋 ☎052(722)4373
金沢 ☎076(234)2202 京都 ☎075(762)0666
神戸 ☎078(271)3330 広島 ☎082(924)7277
高松 ☎087(837)4175 福岡 ☎092(526)6677
熊本 ☎096(384)7733

<http://www.medicon.co.jp>