

# BARD<sup>®</sup> MISSION<sup>®</sup>

Disposable Core Biopsy Instrument



MISSION コアニードル

 株式会社 メディコン

BARD Biopsy

# セミオートマチック式生検針

## セキュリティ

- ・ ペネトレーションデプスインジケータにより、選択した進入深度の再確認が可能です。
- ・ FIREインジケータにより、FIRE手前の位置を目視確認が可能です。
- ・ ブラントチップスタイレットを用いて穿孔リスクの低減が期待できます。



ペネトレーションデプス  
インジケータ  
(例) 10mm




FIREインジケータ



ブラントチップ  
スタイレット

## コアキシャルニードル

- ・ 18/20Gのキット品には、TruGuide® コアキシャルニードルが同梱されています。  
(18G×250mmのタイプは単品のみになります。)
- ・ ブラントチップスタイレット(①)とデプスストップ(②)が同梱されています。



## 超音波ガイド下生検

- ・ スタイレットとカニューラの先端には、超音波下での視認性を確保するため、超音波エンハンスメント加工が施されています。



## CTガイド下生検

- ・ 軽量設計によりCTガイド下生検に適しています。
- ・ 人間工学的デザインにより、さまざまな握り方に対応します。



## Ordering Information

販売名:MISSION コアニードル

カタログ番号(単品)	規格	包装	別売:TruGuide コアキシャルニードル カタログ番号(規格)
● 1410MS	14G×100mm	5入	C1410A (13G× 78mm)
● 1416MS	14G×160mm		C1416A (13G×138mm)※
● 1610MS	16G×100mm		C1610A (15G× 78mm)
● 1616MS	16G×160mm		C1616A (15G×138mm)
● 1810MS	18G×100mm		C1810A (17G× 78mm)※
● 1816MS	18G×160mm		C1816A (17G×138mm)
● 1820MS	18G×200mm		C1820A (17G×178mm)※
● 1825MS※	18G×250mm		
● 2010MS	20G×100mm		C2010A (19G× 78mm)※
● 2016MS	20G×160mm		C2016A (19G×138mm)※
● 2020MS	20G×200mm		C2020A (19G×178mm)※

カタログ番号(単品)	規格	同梱品の規格 TruGuide コアキシャルニードル	包装
● 1810MSK	18G×100mm	17G× 78mm	5入
● 1816MSK	18G×160mm	17G×138mm	
● 1820MSK	18G×200mm	17G×178mm	
● 2010MSK	20G×100mm	19G× 78mm	
● 2016MSK	20G×160mm	19G×138mm	
● 2020MSK	20G×200mm	19G×178mm	

※印は特注品です。

販売名:MISSION コアニードル  
クラス分類:[2]管理医療機器  
一般的名称:単回使用組織生検用針  
認証番号:227ADBZX00049000

販売名:TruGuide コアキシャルニードル  
クラス分類:[2]管理医療機器  
一般的名称:導入針  
認証番号:225ADBZX00149000

●事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。  
本製品の添付文書は、弊社WEBサイト及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。

●製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●Bard、バード、MISSION、ミッション、TruGuideは、C. R. Bard社の登録商標です。

製造販売業者

**BARD Biopsy**



**株式会社 メディコン**

本 社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎06(6203)6541(代)  
(平野町センチュリービル9F)  
大阪営業所 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎06(6203)6770(代)  
(平野町センチュリービル4F)  
東京営業所 東京都台東区上野5丁目6-10 ☎03(5812)3511(代)  
(台和上野ビル8F)

札幌 ☎011(281)7422 仙台 ☎022(295)6762  
名古屋 ☎052(722)4373 広島 ☎082(924)7277  
福岡 ☎092(626)6677

<http://www.medicon.co.jp>

■代理店