



皮下埋込型ポート用ヒューバー針

SafeStep

セーフステップ

植込みポート用医薬品注入器具

～医療従事者と患者の
皆さまにとって正しい選択～



SafeStep ヒューバー針

特徴と利点

使いやすいデザイン

- スムーズかつシンプルな、ワンステップによるセーフティ機能
- 基底部が透明のプラスチック製のため視認性に優れる
- ニードルレスアクセスコネクタで、針を使用しないアクセスが可能


患者の快適さを考えたデザイン

- 患者の快適さを考えたスポンジ状のパッド
- ドレッシングに適した形状
- シリコンコーティングされた針



安全性について

- 一体型のセーフティ機能により針刺し損傷リスクを低減
- DEHPフリー



ORDERING INFORMATION

SafeStep

セーフステップ

カタログ番号	仕様	規格	カラー	包装単位
LH0035	ストレートタイプ	22G 13mm	ブラック	25入
LH0029	ストレートタイプ	22G 19mm	ブラック	25入
LH0030	ストレートタイプ	22G 25mm	ブラック	25入

販売名：セーフステップ
 認証番号：229ADBZX00094000
 クラス分類：[2]管理医療機器
 一般名称：植込みポート用医薬品注入器具

SafeStep

セーフステップ

カタログ番号	仕様	規格	カラー	包装単位
LH0035YN	Yサイトタイプ	22G 13mm	ブラック	25入
LH0029YN	Yサイトタイプ	22G 19mm	ブラック	25入
LH0030YN	Yサイトタイプ	22G 25mm	ブラック	25入

販売名：セーフステップ
 認証番号：229ADBZX00094000
 クラス分類：[2]管理医療機器
 一般名称：植込みポート用医薬品注入器具

SafeStepのプライミングボリューム

22G	Yサイトタイプ	0.7 mL
	ストレートタイプ	0.3 mL

・事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
 ・本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。
 ・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売業者

株式会社メディコン

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8
 ☎06(6203)6541(代)

© 2019 BD. BD、BDロゴおよびその他の商標はBecton, Dickinson and Companyが所有します。

2019.1.10.000 MDS_C0003

